

MONITOR MONITOR DE ÚLTIMA GENERACIÓN
MAXIMIZAR LA CONFIANZA¹



MAXIMIZAR LA
SIMPLICIDAD⁵

MAXIMIZAR
LA EFICIENCIA⁵

MAXIMIZAR
LA PRECISIÓN⁵
y EL RENDIMIENTO
DEL MONITOR

MAXIMIZAR
LAS OPCIONES
DE
TRATAMIENTO⁵

SERVICIO Y
SOPORTE

FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN

AMPLIO
PORTFOLIO

CON EL OBJETIVO DE SALVAR Y MANTENER VIDAS

Trabajamos en situaciones críticas donde las innovaciones de la industria hacen que sea posible salvar y mantener vidas. Nos comprometemos a mejorar los resultados de los pacientes y ayudar a nuestros socios a hacer frente a los nuevos retos y oportunidades en las unidades de pacientes críticos⁵.

Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de Baxter.

Para un uso seguro y adecuado de los productos mencionados en este documento, consulte el manual del operador o las instrucciones de uso correspondientes.

No se conocen contraindicaciones absolutas respecto a las terapias de reemplazo renal continuas, para la plasmáferesis o para la hemoperfusión. Si se dan las siguientes condiciones, el médico responsable debe realizar una cuidadosa evaluación: Incapacidad para establecer acceso vascular, Inestabilidad hemodinámica grave, Hipersensibilidad conocida a cualquiera de los componentes del set desechable Prismaflex.

Prismax es un producto sanitario que tiene la marca CE de conformidad con los requisitos de la Directiva del Consejo europeo 93/42/EEC y cumple con la normativa española aplicable.

Referencias:

1. Baxter – Prismax Operators Manual. AW8005 Rev A. 2017; Sep.
2. Baxter – Prismax Limited Controlled Distribution Report #ER6877 Rev A. Data on file. 2018.
3. Baxter – TherMax Operator's Manual. AW7006 Rev A. 2018; Sep.
4. Baxter – Healing coverage from TherMax. DPN18.13 2018.
5. Broman M, Bell M, Joannes-Boyau O, Ronco C, The Novel Prismax Continuous Renal Replacement Therapy System in a Multinational, Multicentre Pilot Setting. Blood Purif 2018;:220-227.

Baxter, S.A. de C.V.
Av. de los 50 Metros No. 2
CIVAC C.P. 62578, Jiutepec,
Morelos, México

www.baxter.com.mx

No. de Registro Sanitario: 0202E2020 SSA
No. de entrada: 22330020206205

Baxter, Prismaflex, Prismax y Thermax son marcas registradas de Baxter International Inc. o de sus filiales. GLBL/MG207/18-0009 08/18

CE 0123 El Set autoefluente es un producto sanitario que cumple los requisitos de la Directiva del Consejo europeo 93/42/EC y cumple con la normativa española aplicable.

Baxter


Baxter

PrisMax

Unidad de control de sistema para la administración de líquidos y terapias de reemplazo renal continuo

¿Y SI

PUDIERA MAXIMIZAR
LA CONFIANZA
EN LA ADMINISTRACIÓN
DE LAS TERAPIAS?



Presentamos **PrisMax**, el monitor de última generación de Baxter para TCRR y otras terapias de soporte orgánico.

PRESENTACIÓN DE
PrisMax

SU SOCIO DE CONFIANZA PARA PACIENTES CRÍTICOS

Comprometidos con nuestra misión de salvar y mantener vidas

Creemos que todas las personas, independientemente de quiénes sean o de dónde procedan, merecen la oportunidad de vivir una vida sana, libre de enfermedades y llena de posibilidades.

Como empresa líder del sector, Baxter mantiene un compromiso con la innovación continua de productos y servicios para garantizar que cada paciente pueda recibir el tratamiento y el programa de cuidados críticos más adecuado. El monitor **PrisMax** se basa en el compromiso de Baxter con la seguridad e incorpora funciones integradas que permiten supervisar la configuración y la administración del tratamiento y reducir los errores humanos⁵.

INNOVACIÓN INSPIRADA EN SUS NECESIDADES

Hacer frente a las diversas y cambiantes necesidades de las unidades de pacientes críticos supone un reto diario para los profesionales sanitarios. Hemos colaborado con especialistas en cuidados críticos para desarrollar la siguiente generación de tecnología de terapias agudas preguntando a más de 650 profesionales de más de 50 unidades de pacientes críticos de todo el mundo de qué manera les podemos ayudar a afrontar algunos de sus retos más importantes:

- **SIMPLIFICAR** la configuración y la administración de las TCRR
- Aumentar la **EFICIENCIA** reduciendo el número de intervenciones
- Mejorar la precisión del tratamiento **Y EL RENDIMIENTO DEL MONITOR**

Presentamos el monitor **PrisMax**

El monitor **PrisMax** de Baxter está diseñado para mejorar la confianza de los profesionales sanitarios en la administración de las TCRR y otras terapias de soporte orgánico. Basado en más de 20 años de experiencia en cuidados críticos, el monitor **PrisMax** tiene como objetivo ayudar a los médicos a hacer frente las cambiantes necesidades de las unidades de pacientes críticos así como optimizar la administración de la terapia y la calidad de la atención al paciente, ahora y en el futuro, maximizando la facilidad de uso, la eficiencia y la precisión⁵.



¿Y SI LA TECNOLOGÍA PUDIERA SIMPLIFICAR LA ADMINISTRACIÓN DE LA TERAPIA?

El monitor **PrisMax** está diseñado para simplificar las complejidades de las TCRR, desde su configuración hasta la administración de la terapia, lo que permite reducir la carga de trabajo del personal de enfermería.¹

¿Y SI LOS TRATAMIENTOS PRESCRITOS PUDIERAN ADMINISTRARSE CON MÁS PRECISIÓN?

La tecnología exclusiva del monitor **PrisMax** permite a los médicos optimizar la administración de terapia mejorando la precisión del tratamiento y el rendimiento del monitor⁵.



Interfaz de pantalla táctil e intuitiva
simplifica la configuración del tratamiento, el manejo de la terapia y puede bloquearse para evitar cambios en la prescripción accidentales o no autorizados.¹



Básculas codificadas por colores
con luces LED adicionales que guían al usuario en las distintas intervenciones relacionadas con las bolsas.



Los perfiles de tratamiento
permiten guardar configuraciones de prescripción personalizadas para facilitar la homogeneidad y agilizar el proceso de configuración⁵



Función de recuperación de la dosis prescrita

utiliza los ajustes inteligentes de la bomba para lograr los objetivos de extracción de líquidos prescritos, lo que permite administrar los tratamientos de forma precisa, incluso cuando se producen interrupciones del tratamiento. El monitor **PrisMax** logró el 99,8% de la extracción de líquidos del paciente prescrita en un entorno clínico.^{2,*}



Calentador de sangre TherMax

para el control de la temperatura, permite controlar de forma precisa la temperatura de la sangre de retorno entre 35°C y 38°C.^{3,†} El calentador de sangre **TherMax** mantiene la temperatura corporal del paciente en más del 76% de las TCRR habituales.^{4,‡}



Sensor del nivel de líquido

ajusta automáticamente la altura del líquido en la cámara de desaireación durante la terapia, lo que reduce la necesidad de que el personal de enfermería tenga que realizar esta función de forma manual⁵.



Alarmas inteligentes

diseñadas para reducir las interacciones del monitor y las interrupciones del tratamiento.¹



Set de evacuación automática del efluente

reduce las intervenciones del tratamiento al eliminar la necesidad de cambiar las bolsas del efluente. Puede reducir los cambios de bolsa un 60% en comparación con monitores de TCRR similares,^{2,*} lo que podría ahorrar 30 minutos de tiempo de enfermería y de tiempo de inactividad del tratamiento por paciente al día.^{2,*}



La formación online y la interactiva con el monitor

permite a los médicos controlar su propio aprendizaje, ampliar sus conocimientos y mejorar la confianza para la administración de las TCRR. El monitor **PrisMax** ofrece una formación eficiente y permite realizar simulacros de formación en el monitor realizando tratamientos con y sin materiales desechables (sets y fluidos)⁵.

¿Y SI LA INNOVACIÓN PUDIERA HACER QUE LA ADMINISTRACIÓN DEL TRATAMIENTO FUERA MÁS EFICIENTE?

El monitor **PrisMax** automatiza tareas complejas para facilitar el flujo del trabajo del personal sanitario⁵.

¿Y SI LA FORMACIÓN EN EL MONITOR FUERA MÁS FÁCIL Y ACCESIBLE?

El monitor **PrisMax** permite un aprendizaje eficiente de las TCRR y la administración de terapias extracorpóreas para mejorar la confianza del personal y la atención del paciente⁵.

^{*} Basado en datos de una evaluación piloto de 305 tratamientos con el monitor **PrisMax** en ocho unidades de pacientes críticos de seis países
[†] Enfriamiento únicamente mediante líquidos de terapia, sin enfriamiento activo de la sangre mediante el calentador
[‡] Según las pruebas in vitro, los resultados clínicos pueden no correlacionarse con los resultados in vitro; Temperatura de la sangre del paciente 37°C, temperatura ambiente y del líquido 21°C

^{*}Basado en datos de una evaluación piloto de 305 tratamientos con el monitor **PrisMax** en ocho unidades de pacientes críticos de seis países